

MARINA™

We Care, You Enjoy



MULTIFONCTION À L'OXYGÈNE ACTIF tout-en-un

Désinfection régulière sans chlore

Galets de 200 g



CARACTÉRISTIQUES

- Tablette de 200 grammes à dissolution rapide, sans résidu.
- Conditionnement en emballage individuel.
- Boîte distributrice de 16 tablettes.
- Produit « sans chlore actif » donc sans production de dérivés gênants (chloramines, stabilisant).
- Anti-bactérien.
- Oxydant puissant.
- Action floculante.
- Teneur élevée en matières actives.
- Totalement exempt d'acide isocyanurique (stabilisant).
- Convient pour toutes les eaux, même très dures.
- Compatible (en solution) avec les produits chlorés, bromés, oxygénés.
- Compatible avec tout équipement de filtration.
- Efficace quel que soit le pH de l'eau traitée.
- Le conditionnement en emballage individuel permet d'éviter le contact direct avec le produit et d'en améliorer la conservation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE PRODUIT. NE JAMAIS DISSOUDRE AVANT USAGE.

- Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n'excédant pas 35°C.
- Ne jamais verser d'eau sur ce produit qui, au contact de faibles volumes d'eau, peut réagir violemment.
- Ne pas placer le diffuseur dans un skimmer. Avant la baignade, le placer dans un seau propre contenant 10 litres d'eau tenu à l'écart des baigneurs. Après la baignade, transférer le diffuseur et le contenu du seau dans le bassin.
- La date d'expiration et le numéro de lot figurent sur l'emballage.

MODE D'EMPLOI

- S'assurer que la filtration soit en marche.
- Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4.
- Les tablettes sont conçues pour être placées dans un skimmer ou dans un diffuseur flottant pourvu que celui-ci soit adapté.
- **Prévoir 1 tablette pour 15 m³ d'eau, chaque semaine.**
- Employer, en parallèle, un algicide à base d'ammonium quaternaire polymérisé.

- En l'absence d'obligations réglementaires, nous recommandons de maintenir une teneur minimale en oxygène égale à 0,4 mg/l (DPD 4).

COMPOSITION

UFI GF8H-SYPQ-1G8X-DXH7 - Substances actives : pentapotassium bis(peroxymonosulphate)bis(sulphate)(CASN°70693-62-8):94g/100g sulfate de cuivre (CAS N°7758-99-8): 1g/100g

SÉCURITÉ

Désinfectant TP2 – TB (comprimés). Utilisateurs non professionnels. Nocif en cas d'ingestion. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.** Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin. Éliminer le contenu/ récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée. **Suisse :** L'emballage / récipient / boîte partiellement vide doit être rapporté(e) au point de vente ou remis(e) à un centre de collecte pour déchets spéciaux.

Danger



Se débarrasser des bactéries, des algues et prévenir les eaux troubles

