

# SPADO

La marque des pros

## Lingettes multi métaux

- Spécialement conçues pour nettoyer, désoxyder, polir et protéger tous les types de métaux en une seule opération.
- Particulièrement recommandées pour les barres métalliques, les objets de décoration, la robinetterie, les ustensiles de cuisine, les bijoux...

### MODE D'EMPLOI

- Première utilisation : ôter le capot et engager la lingette centrale dans l'orifice. Remettre le capot.
- Effectuer un essai préalable sur une partie cachée ou peu visible de l'objet à nettoyer.
- Utiliser la lingette comme un chiffon classique, en insistant plus particulièrement sur les zones les plus encrassées.
- Laisser agir quelques instants.
- Rincer.
- Essuyer avec un chiffon propre et sec.
- Renouveler l'opération si nécessaire.
- Bien refermer le capot de la boîte distributrice après chaque utilisation.
- *Laver et rincer soigneusement tous les objets pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires. Ne pas utiliser sur des surfaces métalliques laquées ou cloisonnées.*

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les lingettes multi métaux contiennent, parmi d'autres composants :

- Cetostearyl mercaptan

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Conserver hors de portée des enfants.
- Se rincer les mains à l'eau et au savon après utilisation ou contact accidentel.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Centre antipoison Paris : 01.40.05.48.48.



### CONDITIONNEMENT & GENCOD

- Carton de 12 flacons de 250 ml.
- Référence : 3172350113000



679, avenue du Dr. Lefebvre – 06272 VILLENEUVE LOUBET

N° Azur 0 810 400 402  
PRIX APPEL LOCAL